

Wir geben Halt.
...seit über 20 Jahren

MDR zertifiziert




Dein kompetenter Halterungspartner

Profitiere von Rehadapt als kompetenten Halterungspartner **auch für Medizingeräte** und mehr!

Seit über zwei Jahrzehnten ist Rehadapt weltweit bekannt für Halterungssysteme **zur Befestigung Assistiver Technologien** in höchster Qualität.


Unsere fundierte Erfahrung im Medizinprodukte-Sektor macht uns zum idealen Partner für **jede Art professioneller Halterungsanforderung**.

Rehadapt ist ein engagiertes Team an deiner Seite, das deine ideale Halterungslösung findet.



Die individuellen Bedürfnisse unserer Anwender und regulatorische Anforderungen haben zur Entwicklung des **weltweit umfassendsten Baukasten-Systems** für Halterungslösungen geführt,

Unsere Komponenten können dabei fast schon **spielerisch kombiniert** werden – ganz so wie Klemmbausteine. Genau das Richtige für alle, die **neue und kreative Lösungswege** gehen wollen. Und alles immer medizingerätekonform!








Das Rehadapt-System ist bestens geeignet für:

- ✓ Umfeldsteuerungen
- ✓ Sprachcomputer
- ✓ iPads
- ✓ Smartphones
- ✓ Monitore
- ✓ Beatmungsschläuche
- ✓ Beatmungsgeräte
- ✓ stationäre Pulsoximeter
- ✓ Blutdruck-überwachungsgeräte
- ✓ Langzeit-EKGs
- ✓ Eingabegeräte
- ✓ Aufbewahrungssysteme
- ✓ Werkzeughalterungen
- ✓ Beleuchtung
- und vieles mehr...

In folgenden Bereichen:

- ✓ im Medizinbereich
- ✓ im Laborbereich
- ✓ im Reha-Bereich
- ✓ im Pflegeumfeld
- ✓ in Werkstätten

...und immer
MDR-konform!



Möchtest du mehr über die Rehadapt-Halterungssysteme erfahren oder **suchst du** eine individuelle Befestigungslösung für ein ganz eigenes Produkt?

Dann nimm gerne Kontakt mit uns auf. **Unser Berater-Team freut sich auf dich!** Wir geben Halt. Zuverlässig und professionell seit mehr als 20 Jahren!




Wie begegnet man Herausforderungen?

Mit System!

Bei jeder neuartigen Halterungsanforderung stellen sich im Prinzip die gleichen Fragen: Welches Gerät möchte ich befestigen? An welcher Stelle soll es positioniert werden? Wo befindet sich der nächstmögliche Montagepunkt? Und wie überbrücke ich die Entfernung vom Montagepunkt bis zur gewünschten Position? Durch unser **durchdachtes Komponenten-System** sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.




Geräte-Adapter



Schnellverschluss-
aufnahme



Gelenke



Rohre



Montage-Basis



Kits




Werkzeuge




Ersatzteile

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung unserer Bauteile hat zu einem breiten Sortiment an **konfigurierbaren Halterungslösungen** geführt. Dabei werden alle Anwendungsbereiche zur Positionierung von Assistiven Technologien und Medizinprodukten abgedeckt.



Rollstuhl-
halterungen




Floor
stands



Tisch-
halterungen




Wand-
halterungen



Außerklinische
Versorgung



Sonder-
steuerungen




Bett-
halterungen



Werkstatt-
halterungen

Unsere „**Universelle Geräteaufnahme**“ (UGA) beinhaltet ein Schnellverschlusssystem, das ein sicheres Befestigen in Sekundenschnelle ermöglicht. Die Kontaktfläche auf dem Gerät ist dabei minimal und trotzdem extrem stabil. So kann jedes beliebige Gerät **mit einem entsprechenden Adapter** leicht zwischen unterschiedlichen Anwendungen und deren eigenen Halterungen wechseln.



360° of
mounting

Denkst Du, dass dein Anwender von zusätzlichen Halterungen für seine Geräte profitieren könnte?


Wie sieht es z.B. mit einem Sprachcomputer aus? Da braucht es Lösungen wie einen Floorstand im Wohnzimmer aber auch einen Tischständer in der Schule. Oder wie soll unterwegs kommuniziert werden?

Erweitere deinen Horizont für einen **ganzheitlichen Blick auf die Bedürfnisse** deiner Nutzer und eine umfassende Bewertungen der Halterungsanforderungen.

Der **Anpassbarkeit** unserer Halterungslösung sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob auf dem Boden, am Tisch oder an einem Rahmenprofil – das Rehadapt-System kann für jeden Anwendungsfall präzise adaptiert werden.




Montage-Basis



MiniClamp

Schnell zu montieren und dies ohne viel Platz zu verbrauchen. Mit gummierten Klammern und Zusatzeinlagen für rechteckige und runde Rohren. Ideal für leichte Geräte wie z.B. Taster.




SuperClamp

Passend für eine schnelle und hochstabile Halterungslösung. Kann an runden und eckigen Elementen angebracht werden - z.B. an Tischkanten oder Armlehnen.




Wandhalterungen

Mit großflächigen Platten zur optimalen Lastverteilung. Senkrecht oder parallel zur Wand. Erhältlich mit vollständigem 3D Arm oder als Parkplatz für eine bestehende Halterung.



Rahmenklemmen

Rahmenklemmen sind so entwickelt, dass sie exakt zum jeweiligen Rahmenprofil passen. Ideal geeignet für dauerhaft installierte Halterungslösungen.



Bettklemme


Klemmt direkt an dem beweglichen Kopfteil der Lattenroste namhafter Pflegebetten-Hersteller. Führt die gesamte Befestigungslösung bei Bewegung des Kopfteils präzise mit.



Einsteckhülse

Einsteckhülse zur Befestigung verschiedenster Montagelösungen im Bereich außerklinischer Versorgung. Wird direkt an der Patientenaufrichter-Aufnahme von Pflegebetten installiert.

Jede Montage-Basis besteht aus mindestens zwei Teilen. Es gibt immer eine Rahmenklemme und eine Rohraufnahme. Darüber hinaus gibt es Erweiterungen in der Mitte: Distanzstücke, Winkel oder eine Kupplung.



Rahmenklemme



Rund




Geschlossen



Halb-offen



Rechteckig



Schiene



Löcher



an Flächen



an Rohren


Geräte-Adapter & Aufnahmen



**Taster
& Steuerungen**



**Multimedia
Geräte**



**Kommunikations-
geräte**



**Medizinische
Versorgung**



**...und dein
Gerät?**



UGA

Einfach ein- und
ausklinken mit
Universeller
Geräteaufnahme



SLS


Einsatz im Spigot
Link System mit
Zapfen



MA

Zum Anschrauben
am Magic Arm

Gelenke



3D Gelenke

Volle 360°
Beweglichkeit in
alle Dimensionen



Schwenklager

Schwenkt zwischen
verschiedenen
Positionen



Feste Verbinder

Verbindet Rohre
in einem festen
Winkel



Klappgelenke

Geräte einfach
wegklappen



Swing Away

Schwenken
per Knopfdruck

Rohre



Gerade



Gebogen



Flexibel




Zubehör


Durchmesser



L3D10
Ø 10 mm
(3/8")



L3D16
Ø 16 mm
(5/8")



M3D22
Ø 22 mm
(7/8")

“Mit Rehadapt bist Du nie allein.
Für unser breites Serviceangebot steht Dir immer
ein engagiertes Team zur Seite.”



Durch professionelle Werkzeuge und Experten-
training gewinnst Du alle nötigen Fähigkeiten, um
deinen Anwendern beim Positionieren und Befesti-
gen kompetent zur Seite zu stehen. Nutze dafür unser
Angebot an **Lern-Videos, Online-Trainings und
gemeinsamen Workshops.**



Dein Kommunikations-Gerät verdient die perfekte
Halterung und Du verdienst den besten Service. Wir
analysieren deine **individuellen Bedürfnisse** um Dir die
perfekte Halterungslösung vorzuschlagen – kostenlos!



Rehadapt möchte die **Lebensdauer von Produkten
verlängern** und seinen Kunden auch nach Ablauf der 5
Jahre zur Seite stehen, die die Medizinprodukteverord-
nung ursprünglich festgelegt hat. Aus diesem Grund
wurde das RSC eingerichtet. Darüber hinaus bieten wir
strukturierte **Wartungsprotokolle** für die korrekte In-
standhaltung von Rehadapt Halterungslösungen.

Erfahre mehr auf rehadapt.com und nimm gerne direkt Kontakt mit uns auf!



Rehadapt Engineering GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Deutschland
Fax +49 561 220 717 0
Fon +49 561 220 717 99
officeteam@rehadapt.com

Wir freuen uns auf deinen Anruf! Lade
dir zwischenzeitlich diesen Flyer oder
unsere aktuellen Produkt- und Service-
Kataloge hier herunter:



www.rehadapt.com/downloads